

DGG 2

Récipient cuisson vapeur non perforé
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002512309226 / Numéro de matériel: 05001390 /
Ancien Numéro de matériel: 22996085D



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 60 mm
- Accessoires professionnels de production européenne