

GP DC DDG 1001 L

Nettoyant et détartrant système, 1.000 ml
pour le détartrage de votre cuiseur vapeur.

Code EAN: 4002514303871 / Numéro de matériel: 06823121 /
Ancien Numéro de matériel:



- Élimination en profondeur des dépôts de tartre
- Un détartrage tout en douceur et efficace pour vos appareils
- Sécurité d'utilisation — Formule spéciale Miele
- Ne laisse aucun dépôt de produit chimique après détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité