

B 995 D

Repassouse

avec fonction vapeur pour de meilleurs résultats et encore plus de confort.



- Pas d'effort grâce à une pression élevée
- Repassage pratique de grandes pièces de linge : large rouleau
- Rythme de travail individuel avec vitesse de repassage variable
- Vêtements difficiles à repasser : bout du rouleau libre
- De meilleurs résultats également sur textiles secs : fonction vapeur

Code EAN: 4002514443690 / Numéro de matériel: 07222760 / Ancien Numéro de matériel: 13099502D

Design	
Coloris	Blanc lotus
Repassage parfait	
Choix de la température en fonction du textile	•
Pression d'appui élevée en N/cm ²	0,35
Tablette facilitant l'introduction du linge	•
Grand espace d'empilement sur la table de repassage	•
Tringle de suspension pour refroidissement sans formation de plis	•
Fonction vapeur	•
Capacité du générateur de vapeur en l	0,84
Technique à deux réservoirs	•
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Gain de temps	
Largeur du cylindre de repassage en mm	830
Vitesse du cylindre réglable	•
Garniture du cylindre absorbant l'humidité	•
Confort d'utilisation	
Possibilité de repasser, assis(e), sans effort	•
Extrémité du cylindre libre	•
Bandeau de commande clair	•
Mécanisme de pliage confortable	•
Transport facile grâce aux quatre roulettes	•
Sécurité	
Protection des doigts automatique	•
Déverrouillage d'urgence	•
Bonne stabilité	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	985
Dimensions en mm (hauteur)	959
Dimensions en mm (profondeur)	380
Dimensions en mm (largeur), repliée	500
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1055
Dimensions en mm (profondeur), repliée	380
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Film adhésif pour sélecteur de température	•
Raccord de remplissage pour le réservoir d'eau	•