

Ersatzteile Küche
Filtre à peluches
pour filtrer les peluches dans les sèche-linge

Code EAN: 4002514608013 / Numéro de matériel: 07358910 /
Ancien Numéro de matériel:



- Cadre en plastique avec filtre en tissus
- démontable pour le nettoyage
- pour l'ouverture de porte
- à monter à gauche ou à droite
- Contenu : 1 pièce
- pour T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- Remplacer le composant par la pièce de rechange représentée