

DGG 9

Récipient cuisson vapeur non perforé
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002513538526 / Numéro de matériel: 08015103 /
Ancien Numéro de matériel: 22899603D



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 150 mm
- Accessoires professionnels de production européenne