

## DGG 18

Récipient cuisson vapeur non perforé  
pour la préparation des plats en sauce, bouillons ou plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes).

Code EAN: 4002513544275 / Numéro de matériel: 08019007 /  
Ancien Numéro de matériel: 22899606D



- Contenance : 7,5 l, capacité utile : 6,1 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 200 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne