

DGGL 6

Plats de cuisson vapeur perforé  
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002513476255 / Numéro de matériel: 08019294 /  
Ancien Numéro de matériel: 22899608D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et féculents sans bouillon
- Parfait pour la décongélation d'&apost;aliments surgelés
- Contenance : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 100 mm
- Accessoires professionnels de production européenne