

DGG 16

Récipient cuisson vapeur non perforé  
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002513625653 / Numéro de matériel: 08109060 /  
Ancien Numéro de matériel: 22899623D



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 0,77 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 20 mm
- Accessoires professionnels de production européenne