

DGGL 8

Plats de cuisson vapeur perforé
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002513714548 / Numéro de matériel: 08227240 /
Ancien Numéro de matériel: 22899627D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et féculents sans bouillon
- Parfait pour la décongélation d'&apost;aliments surgelés
- Contenance : 2,0 l, volume utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 265 x 40 mm
- Accessoires professionnels de production européenne