

DGGL 20

Plats de cuisson vapeur perforé  
pour blanchir ou cuire des légumes, poissons, viandes, pommes de terre, etc.



Code EAN: 4002515014509 / Numéro de matériel: 08285410 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996111D

- Contenance : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele