

MB-CVA 6000

Réceptif à lait en verre

pour déguster un latte macchiato ou un cappuccino à toute heure !

Code EAN: 4002515357552 / Numéro de matériel: 09552740 /
Ancien Numéro de matériel: 29992614D



- Ce réceptif est fourni avec les pièces du modèle CVA 6000
- Deuxième bac en cas d'utilisation intensive de l'appareil
- Volume de remplissage 0,7 l
- Contenu : 1 réceptif en verre avec couvercle avec émulsionneur