

DGG 1/2 - 80 L

Récipient cuisson vapeur non perforé  
pour les fours vapeur DG 7000 et les fours vapeur micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002515603994 / Numéro de matériel: 10168230 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996121EU1



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 375 x 197 x 80 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !