

DGGL 100-40

Plats de cuisson vapeur perforé

pour les fours vapeur DG 7000 et les fours vapeur micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002515604083 / Numéro de matériel: 10170300 /
Ancien Numéro de matériel: 23996124EU1



- Pour cuire légumes, poisson, viande et féculents sans bouillon
- Parfait pour la décongélation d'—aliments surgelés
- Contenance : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 375 x 394 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !