

GP CL DGC 251 L
DGClean 250 ml
pour un nettoyage optimal avec les fours vapeur combinés

Code EAN: 4002515604502 / Numéro de matériel: 10172710 /
Ancien Numéro de matériel: 23996125EU1



- Pouvoir dégraissant ultra puissant sans mauvaises odeurs
- Nettoyage facile grâce à une adhérence stable
- Adhérence parfaite sur les surfaces verticales
- Sans risque pour l'alimentation
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité