


DKF 25-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
pour les hottes Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

Code EAN: 4002515652534 / Numéro de matériel: 10271470 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996364EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Contient : 1 filtre, dimensions : 33,7 x 30,5 x 1,9 cm