

DKF 26-R
Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant
pour la hotte Miele DA 7006 D.

Code EAN: 4002515652541 / Numéro de matériel: 10271480 /
Ancien Numéro de matériel: 28996365EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Contient : 2 filtres, dimensions : 48,0 x 28,5 x 1,0 cm