

HUB 62-35

Plat à rôtir gourmet pour induction
pour cuire, faire mijoter et gratiner.

Code EAN: 4002515689295 / Numéro de matériel: 10314300 /
Ancien Numéro de matériel: 22996296EU1



- Capacité max. env. 8 kg — Dim. ext. : LxPxH 42,2 x37,5 x8,6 cm
- En fonte aluminium coulée à la main
- Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité
- Sans couvercle inox HBD 60-35