

HUB 5001-XL

Plat à rôtir gourmet pour induction  
pour cuire, faire mijoter et gratiner.

Code EAN: 4002515689301 / Numéro de matériel: 10314310 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996297EU1



- Capacité max. env. 8 kg —  
L x P x H 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- En fonte aluminium coulée à la main
- Nettoyage simplifié grâce au  
revêtement anti-adhésif de qualité
- Sans couvercle inox HBD 60-35
- À utiliser dans les fours