


KFR 20060 PF

Porte-bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.



Code EAN: 4002515693377 / Numéro de matériel: 10363580 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996097EU1

- Pour les appareils K20 000 avec enceinte XL et PerfectFresh
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme