

## DKF 1000-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
contre les odeurs désagréables de cuisson.



Code EAN: 4002515745489 / Numéro de matériel: 10427040 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996369EU1

- Pour DUU 1000-2 et DUU 1500
- Pour CSDA1xxx/CSDA700x/  
KMDA763x/KMDA7476/  
KMDA7774 en mode recyclage
- Plus économique qu'un filtre à  
usage unique si changé régul.
- Il peut être régénéré très facilement  
tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans