

GS CL 1003 P

Détergent en poudre, 1 kg

pour des résultats de lavage exceptionnels et un dosage sur mesure.

Code EAN: 4002515773413 / Numéro de matériel: 10528500 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995508EU1



- à l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Aux super-enzymes — efficace même à basse température
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très efficace pour assurer env. 70 cycles de lavage
- Une vaisselle totalement propre, tout simplement. Avec Miele.