

CJ Jug 1,0l
Cafetière isotherme 1,0 l
pour les machines à café Miele CVA et CM avec fonction cafetière.

Code EAN: 4002515841990 / Numéro de matériel: 10694310 /
Ancien Numéro de matériel: 29992617EU1



- Café immédiat de la machine
pichet isotherme sans
transvasement
- Inox de qualité, poli
- Nettoyage simple par le couvercle
complètement amovible
- Corps isolant Toptherm sous vide
indestructible
- Couvercle d'arôme coulissant
confortable