

WA CCR 0301 L
Caps CottonRepair
Lessive spéciale pour coton (3 Caps).

Code EAN: 4002515958438 / Numéro de matériel: 10757200 /
Ancien Numéro de matériel: 11997129EU2



- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
- Formule spéciale Miele avec la technologie Novozymes
- Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
- Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de linge
- Pour 3 cycles de lavage dans tous les lave-linge Miele W1