


DKF 11-R  
Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
pour la hotte Miele DA 7198 W.

Code EAN: 4002515944400 / Numéro de matériel: 10787630 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996385EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Durée de vie de 3 ans
- Contient : 1 filtre, dimensions : 25,0 x 19,8 x 4,1 cm