

Miele Black Edition DECAF 4x250g

BIO Decaf

Idéal pour la préparation de spécialités à base de café décaféiné.

Code EAN: 4002516100331 / Numéro de matériel: 11029810 /
Ancien Numéro de matériel: 29992635EU1



- 100 % Arabica – trié à la main et torréfié pour Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne
- Décaféination par un procédé biologique tout en douceur
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele