

Miele Black Edition ONE FOR ALL 4x250g

BIO Blend One for All

Idéal pour préparer des espresso, cafés crema et spécialités au lait.

Code EAN: 4002516099864 / Numéro de matériel: 11029990 /
Ancien Numéro de matériel: 29992641EU1



- 100 % Arabica – trié à la main et torréfié pour Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne
- Goût corsé avec une note délicatement fruitée
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele
- Certifié commerce équitable "Fairtrade" et bio