

MB-CVA 7000

Réceptif à lait en verre

Un Latte Macchiato ou Cappuccino quand le cœur vous en dit !

Code EAN: 4002516181491 / Numéro de matériel: 11234120 /
Ancien Numéro de matériel: 29992644EU1



- Ce réceptif est fourni avec la CVA 7000
- Deuxième bac en cas d'utilisation intensive de l'appareil
- Volume de remplissage 0,7 l
- Contenu : 1 réceptif en verre avec couvercle avec émulsionneur