

GS CL 301 HT

UltraTabs HyClean, 30 pièces

nettoyage optimal dans les lave-vaisselle Miele avec fonction de désinfection.

Code EAN: 4002516240389 / Numéro de matériel: 11347510 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995523EU1



- Pas de déballage grâce au film hydrosoluble et biodégradable
- Élimine 99 % des virus et bactéries. Adapté aux allergiques.
- Avec plusieurs fonctions comme par exemple produit de rinçage, sel et protection des verres
- Sans phosphates — bon pour l'environnement
- Une vaisselle totalement propre, tout simplement. Avec Miele.