

WA CCR 0302 L
Caps CottonRepair
Lessive spéciale pour coton (3 Caps). EasyOpen.

Code EAN: 4002516380559 / Numéro de matériel: 11485820 /
Ancien Numéro de matériel: 11997173EU2



- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
- Formule spéciale Miele avec la technologie Novozymes
- Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
- Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de linge
- Capsules 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 3 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge