

KMTY

TeppanYaki Gourmet

expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele.

Code EAN: 4002516349846 / Numéro de matériel: 11555900 /
Ancien Numéro de matériel: 26996100EU1



- Pour la préparation de plats sains et légers
- FixPosition – quatre pieds en silicone pour une bonne stabilité
- Cuisson uniforme avec plaque en acier inox multicouche premium.
- Idéal pour les tables de cuisson PowerFlex et induction FullFlex
- Ne convient pas pour les tables de cuisson électriques et au gaz
- Dimensions ext. : l x p x h 24,2 x 41 x 2,27 cm/Surf. cuisson : l x p 21 x 34 cm