


DKF 30-P

Filtre Active AirClean à charbon actif
pour les hottes avec recyclage d'air Miele DAD 4840 et DAD 4940.



Code EAN: 4002516382843 / Numéro de matériel: 11662790 /
Ancien Numéro de matériel: 28996417EU1

- Neutralisent les odeurs de cuisine désagréables
- Émission sonore réduite grâce au matériau plissé
- Changement de filtre simple et rapide
- Pour maintenir la puissance :
Remplacer le filtre 2 fois par an
- Contenu : 2 filtres sans cadre