

DKF 30-R

Filtre anti-odeurs Longlife AirClean régénérant
pour les hottes avec recyclage d'air Miele DAD 4840 et DAD 4940.



Code EAN: 4002516382836 / Numéro de matériel: 11662830 /
Ancien Numéro de matériel: 28996418EU1

- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 2 filtres sans cadre
- Faible résistance à l'écoulement grâce à leur conception spéciale