


KFR 7000

Porte-bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002516467489 / Numéro de matériel: 11775120 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996110EU1



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- En métal chromé
- Compatible avec les appareils de froid encastrés K 7000 choisis
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme