

## DKF 31-R

Filtre anti-odeurs régénérant charbon actif pour hottes à recyclage Miele  
DAS 4x40, DAS 8x30 et selon DKFS 31-R pour DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30.

Code EAN: 4002516442219 / Numéro de matériel: 11793470 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996434EU1



- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 2 filtres sans cadre
- Faible résistance à l'écoulement grâce à leur conception spéciale