

## DKFS 31-R

Filtre anti-odeurs Longlife AirClean régénérant  
pour des hottes à recyclage DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30.



Code EAN: 4002516441892 / Numéro de matériel: 11793540 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996436EU1

- Kit de première mise en service
- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Faible résistance à l'écoulement grâce à leur conception spéciale
- Contenu : 2 filtres DKF 31-R avec cadre