

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

lessive à deux composants actifs pr les couleurs, le blanc et le linge délicat.

Code EAN: 4002516495710 / Numéro de matériel: 11887240 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997210EU1



- Nouvelle formule : le parfum frais Miele Aqua
- Pour des couleurs vives et un linge blanc éclatant
- Aucun surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litres pour 37 cycles de lavage
- Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos