

WA UP2 1402 L

Miele UltraPhase 2.

lessive à deux composants actifs pr les couleurs, le blanc et le linge délicat.

Code EAN: 4002516505150 / Numéro de matériel: 11891790 /
Ancien Numéro de matériel: 11997211EU1



- Aucun surdosage grâce au dosage automatique
- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Rendement élevé – 1,4 litres pour 50 cycles de lavage
- Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos