

WA WC 1503 L

Lessive linge délicat WoolCare 1,5 L

pour la laine, la soie et d'autres textiles délicats.

Code EAN: 4002516531210 / Numéro de matériel: 11979160 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997230EU1



- Nettoyage et entretien doux des fibres pour résultats parfaits
- Avec protéines de blé – une cure nourrissante pour vos textiles
- FoamCare – Lavage en douceur grâce au tapis de mousse souple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques, azurants optiques ni agents de blanchiment
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe