

WA UC 1501 L

Lessive liquide UltraColor 1,5 l

lessive liquide ultra-efficace pour vos textiles noirs et foncés.

Code EAN: 4002516531494 / Numéro de matériel: 11979340 /
Ancien Numéro de matériel: 11997231EU1



- Excellent pouvoir détachant, même à basses températures
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Sans microplastiques et biodégradable
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele Aqua