

WA UD 1502 L  
Lessive liquide UltraDark 1,5 l  
pour les textiles noirs.

Code EAN: 4002516531647 / Numéro de matériel: 11986740 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997232EU1



- Allie haute performance et protection élevée des fibres
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de ternir
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Très économique — pour 60 cycles de lavage