

WA SO 1503 L

Adoucissant UltraSoft 1,5 l

pour du linge ultra-doux avec la fraîcheur du parfum Aqua.

Code EAN: 4002516531340 / Numéro de matériel: 11986970 /
Ancien Numéro de matériel: 11997233EU1



- Parfum naturel d'une pureté et d'une fraîcheur absolues
- Réduit la formation de faux plis, facilite le repassage du linge
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Contre l'électricité statique dans le séchoir à linge
- Rendement élevé — pour 50 cycles de lavage