

WA CSP 0603 L

Caps Sport

Lessive spéciale pour textiles synthétiques (6 Caps). EasyOpen.

Code EAN: 4002516547495 / Numéro de matériel: 12014050 /
Ancien Numéro de matériel: 11997221EU1



- Hygiène, propreté et fraîcheur durable
- Nettoie en protégeant les fibres et l'élasticité des vêtements
- Permet aux fibres de respirer
- Prévient le chargement électrostatique des vêtements
- Capsules 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge