

WA CCO 0603 L

Caps Collection

Pack de test avec sélection de Caps (6 Caps). EasyOpen.

Code EAN: 4002516547822 / Numéro de matériel: 12014130 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997223EU1



- CottonRepair pour la régénération des textiles
- Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
- Détachant Booster ultra-puissant
- Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
- Capsules 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge