

FA C 452 L

Set 3 x Miele Cocoon

pour 150 séchages – pour des moments de détente et d'intimité.

Code EAN: 4002516551140 / Numéro de matériel: 12023720 /
Ancien Numéro de matériel: 11997229EU1



- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge délicieusement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos