


DADC 9000  
Cheminée noir mat  
pour une évacuation d'air par le haut

Code EAN: 4002516804758 / Numéro de matériel: 12506090 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996471D



- Pour DA 9092 W noir obsidienne,  
DA 9299 W BLBO
- Hauteur de fût flexible de 380–740  
mm
- Largeur de fût 290 mm
- Profondeur de fût 170 mm
- Matériel de fixation murale inclus

DADC 9000  
Cheminée noir mat  
pour une évacuation d'air par le haut



DADC9000 (Installation drawings)