

UG 70-60/80/1

Kapaklı baza

laboratuvar cihazının ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik: 70 cm.



- Ör. kimyasal kutusu ve dozaj modülü gibi aksesuarlar için
- Makineye vidalanabilir
- İletkenlik veya akış ölçer için tutuculu
- Durum göstergesi için LED tespit noktalı
- Kapaklı ve aksesuarların yerleştirilmesi için taban tekneli

EAN: 4002516854609 / Malzeme numarası: 12650230 /

Eski malzeme numarası: 69390400D

Ürün grubu	
Bulaşık makineleri – Temiz su	•
Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makineleri	•
Termo dezenfektörler	•
Temizleme makinesi, küçük, dental	•
Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, tıp	•
Cihaz grubu	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•

UG 70-60/80/1

Kapaklı baza

laboratuvar cihazının ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik: 70 cm.



EAN: 4002516854609 / Malzeme numarası: 12650230 /

Eski malzeme numarası: 69390400D

Ürün kategorisi

Kapalı alt yapı

•

Alt yapı/Baza

•

Ürün özellikleri

Malzeme

Paslanmaz çelik

Renk

Paslanmaz çelik

Ölçüler ve ağırlık

Dış ölçü, net yükseklik (mm)

700

Dış ölçü, net genişlik (mm)

505

Dış ölçü, net derinlik (mm)

597

Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)

730

Dış ölçü, brüt genişlik (mm)

630

Dış ölçü, brüt derinlik (mm)

560

Net ağırlık (kg)

26,00

Brüt ağırlık (kg)

27,36