

Goma de desagüe 2,25M
Manguera de desagüe
para prolongar la manguera de desagüe de lavavajillas y lavadoras

Código EAN: 4002515057797 / Número de material: 01545806 /
Número de material antiguo:



- Manguera de material flexible
- Longitud de 2,25 m, diámetro interior de 22 mm
- Requiere además el tubo de conexión, recto, n.º de mate. 0164212
- o ángulo del tubo n.º de mate. 0078149
- y abrazadera de manguera n.º de mate. 01627501 (pedir 2 piezas)
- no apto para W1
- Solo apto como extensión de la manguera de desagüe