

Filtro de pelusas  
Filtro de pelusas  
para el filtrado de pelusas en la secadora

Código EAN: 4002511409422 / Número de material: 01548306 /  
Número de material antiguo:



- Marco de plástico con malla
- Extraíble para limpieza
- Para uso en la zona de la apertura de la puerta
- Válido para lado izquierdo y derecho
- Volumen de suministro: 1 unidad
- para T 3xx, T 4xx, T 5xx, T 1xxx, T 5xxx
- Comparar con la pieza de recambio de la imagen