

E 130  
Complemento  
óptimo para almacenar 10 tablets.



- Equipado con 11 soportes, altura 170 mm – distancia 35 mm
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 4002511129375 / Número de material: 02648950 /  
Número de material antiguo: 69513001D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio band.s/tablas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	35
Alto del puntal en mm	170
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. band.s/tablas	•
<b>Capacidad</b>	
Trays/band.s [número]	10
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	180
Medidas ext., ancho neto en mm	180
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	210
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	0,76
Peso bruto en kg	0,90