

E 328

Puente de separación
para el alojamiento óptimo de instrumentos de pie.



- El complemento puede alojar el instrumental de pie

Código EAN: 4002511117051 / Número de material: 02795940 /
Número de material antiguo: 69732801D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	34
Medidas ext., fondo neto en mm	145
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,07